

**AquaProtect non richiede adesivi o cinturini elastici: estendi semplicemente il bordo di apertura.**



Nel caso la superficie del gesso fosse particolarmente ruvida indossa una calza per favorire l'applicazione.

Copri eventuali ferite aperte.



AquaProtect è estremamente elastico: estendi il bordo di apertura, inserisci l'arto da proteggere e fai aderire la protezione alla muscolatura.



Se avverti costrizione all'arto o se il bordo si arrotola, riduci la tensione estendendo energicamente l'apertura per diverse volte.

Ora sei pronto per fare una doccia. Per fare un bagno o per nuotare: immergi lentamente l'arto con AquaProtect, fai uscire l'aria superflua estendendo un angolo dell'apertura. Rilascia il bordo per ristabilire la chiusura ermetica.

Ora sei pronto per fare un bagno o per nuotare.

# AquaProtect®

Descrizione	Modello	Lunghezza ±	Circonferenza Estremità
Metà braccio	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
Metà braccio	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
Braccio intero	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
Braccio intero	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
Metà gamba	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
Metà gamba	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
Gamba intera	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
Gamba intera	LP 33	84 cm	≥ 31 cm

Distributore per Italia:



Via della Pace, 21 • 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02/98248016 • Fax 02/98247361

[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)

 **PRAMETA**

Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf  
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33  
[info@praemeta.de](mailto:info@praemeta.de) • [www.praemeta.de](http://www.praemeta.de)

03/07 • Il produttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

**Dovunque tu sia:  
in bagno, in piscina  
o al mare  
– AquaProtect protegge  
il tuo bendaggio!**

# AquaProtect®

# AquaProtect®



**Dovunque tu sia:  
in bagno, in piscina o al mare  
– AquaProtect protegge  
il tuo bendaggio!**



Modello per  
metà braccio e  
braccio intero.

AquaProtect protegge il gesso o la medicazione rendendo la tua vita più semplice.

Una doccia rinfrescante o un bagno rilassante – ora è veramente facile.

Lavare i piatti o lavare il pavimento non sono più un problema: copri il gesso o la medicazione con AquaProtect e sarai protetto dall'acqua al 100%.

AquaProtect è una protezione in poliuretano non dannoso per la pelle.

Quattro modelli diversi, ciascuno disponibile in due taglie (small e large), per metà braccio o per il braccio intero, per metà gamba o per la gamba intera.

I modelli per gli arti inferiori sono provvisti di sistema antiscivolo rendendo sicuri anche i pavimenti sdruciolevoli.

AquaProtect non contiene lattice ed è molto resistente.

Questo significa che non c'è pericolo di allergia o di strappo alcuno.

AquaProtect può essere utilizzato più volte.

Richiedi AquaProtect nella tua farmacia o nella tua sanitaria.

**Aqua  
Protect®**



Tutti i modelli hanno  
una misura grande ed  
una piccola.

AquaProtect protegge gessi o medicazioni alle braccia ed alle gambe – non solo per fare una doccia, ma anche per fare un bagno o per nuotare in piscina o al mare.

Non importa che tu stia nuotando o che ti stia tuffando – AquaProtect garantisce una tenuta ermetica.



Adatto per fare  
sport.

Modello per metà  
gamba e gamba  
intera.

