

AquaProtect er enkel å tre på - uten bruk av tape eller gummistrikk.



Dersom gipsen er ujevn, tre først på en strømpe eller lignende for å unngå at AquaProtect rives opp. Dekk åpne sår.



AquaProtect er meget elastisk - dra beskytteren så høyt opp som mulig. Skyv den deretter litt tilbake og la lukkemansjetten ligge flatt mot huden.



Dersom mansjetten er for stram eller folder seg øverst, kan den utvides ved at man strekker den ut flere ganger. AquaProtect er nå klar for bruk i dusjen. Ved bruk i badekareller eller svømmebasseng: senk mesteparten av beskytteren forsiktig ned i vannet, dra ut mansjetten

og slipp ut luften. Sørg deretter for at mansjetten slutter tett. Slik kan AquaProtect benyttes i badekar, basseng og på stranden.


# AquaProtect®

Type	Modell	Lengde ±	Omkrets
Underarm, stor	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
Underarm, liten	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
Hel arm, stor	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
Hel arm, liten	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
Legg, stor	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
Legg, liten	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
Helt ben, stor	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
Helt ben, liten	LP 33	84 cm	≥ 31 cm

#### Distributor i Norge

Inter-Konsult AS • Hvidstenveien 11  
N-1396 Billingstad • Norge  
Tlf: 66 84 94 87 • Mobiltilf: 400 13 172  
www.aquaprotect.no • roar@lereim.no

 PRAMETA

Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf  
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33  
info@praemeta.de • www.praemeta.de 

03/07 • Rätt till tekniska ändringar förbehålls. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktigheter.



Nå kan du bade og dusje som før - AquaProtect holder gipsen/ bandasjen tørr!

# AquaProtect®

# AquaProtect®

2 arm-modeller:  
For underarm og  
for hele armen



AquaProtect gjør hverdagen med gips/bandasje enklere.

Å ta en oppfriskende dusj eller et karbad er ikke lenger et problem.

Oppvask og gulvask er ikke lenger umulig - tre AquaProtect utenpå gipsen, og du oppnår 100% vanntett beskyttelse.

2 ben-modeller:  
For legg og  
for hele benet.



## Nå kan du bade og dusje som før - AquaProtect holder gipsen/ bandasjen tørr!

AquaProtect gipsbelytter er fremstilt av hudvennlig polyuretan. Det finnes totalt 8 modeller (størrelse liten og stor) for underarm og hel arm, for legg og for hele benet. Ben - modellene har sklisikre såler som sikrer at man ikke glir på glatt underlag.

AquaProtect inneholder ikke Latex og er meget slitesterk. Derfor forårsaker beskytteren ikke allergi, og det er ingen fare for at den revner.

AquaProtect kan benyttes mange ganger.

AquaProtect fås på apoteket eller hos bandasjistjen. Kontakt Medi+ pr. telefon eller mail og få oppgitt nærmeste forhandler.

# AquaProtect®

Alle modeller fås i str.  
liten og stor.



AquaProtect gir effektiv beskyttelse av gips/ bandasjer på armer og ben - både i dusjen, i badekaret, i svømmebasseng og på stranden.

AquaProtect gir deg muligheten for en aktiv livsførsel!

Aktiv livsførsel

