


09/06 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer

Artikel 901 Der graue Stauer für die tägliche Praxis	Artikel 902 Der grüne Stauer Der ideale Stauer für den anspruchsvollen Praktiker Millionenfach bewährt	Artikel 904 Der Easy-Stauer Der hoch effiziente Venenstauer mit dem einzigartigen Funktionsspektrum	Artikel 906 Magic + Zoo Der Kinderfreund	Artikel 910 Der Notfallstauer Der Spezialist für den Notfalleinsatz
Solides Metallschloss - aus hochwertiger Speziallegierung			Grilon®	Hostaform®
Sehr hautfreundliche Baumwollmischungen - mit hervorragenden Dehnungseigenschaften				
Gut dosierbares Entstauen				
Einseitig leicht lösbar	Einseitig leicht lösbar - durch Druck auf die Riegeltaste		Einseitig leicht lösbar	Einfaches Lösen durch Öffnen des Schlusses
Band einfädeln durch Schloss	Einfaches Einklicken der Riegeltaste am Schloss		Einfaches Schließen des Schlusses	Leichtes Einfädeln beim Schließen des Schlusses
Zweihandbedienung	Einhandbedienung = Stauen durch Ziehen am Bandende			Zweihandbedienung
Kein Einklemmen von Haut und Haaren				
Alle Teile autoklavierbar - bis 120° C bei 1,1 Bar				
Seit Jahrzehnten bewährt	Die optimale Anwendung für alle normalen Aufgaben Latex-frei Zubehör: Ersatzband = 902-2 = 902-3	Sichere Kanülierung durch Fixierung der Vene Punktionsvene bleibt ungestaut Zügige Blutentnahme ohne qualitative Kompromisse Optimale Venenfüllung - vereinfachte Punktionsfunktion auch mit großlumigen Kanülen Medikamentengabe bei liegendem Stauer in ungehindert fließendes Blut Reduzierte Gewebs-Acidose bei länger dauerndem Stauvorgang Für Spezialaufgaben: Staubene = Punktionsbene Für normale Aufgaben: z.B. auch am Oberarm zu verwenden	Besonders geeignet für dünne Kinderarme 906 Magic 906 Zoo	Blutungen stillen - schnell, gezielt, dosiert und mit Sichtkontrolle Punktuelle Druckerhöhung durch Kompressionsplatte Jederzeitige Regulierung des Kompressionsdrucks Kompression traumatischer Blutungen an Kopf und Extremitäten Kompression arterieller Punktionsstellen „Uhr“ zum Festhalten des Staubeginns Zubehör: Spezial-Klemmbügel zum Abbinden von Arterien = 910-20 Ersatzband = 910-10
Zubehör: Ersatzband = 901-1		Zubehör: Ersatzband = 904-4		